

2090

TAYBUCATO WASHDET

SANITEC®
 igiene sicura


DESCRIZIONE	Detergente disinfettante liquido per bucato.
CARATTERISTICHE	LAVATRICE DISINFETTANTE TAY-BUCATO. Disinfettante garantisce un'igiene sicura su tutto il bucato sia a mano che in lavatrice. È indicato soprattutto anche quando è necessario disporre di capi di abbigliamento e biancheria pulita e disinfettata. LAVATRICE DISINFETTANTE TAYBUCATO disinfettante svolge una efficace azione disinfettante, lava, deodora e sbianca tutti i capi in cotone, lino e tutti i tessuti resistenti, nel pieno rispetto delle fibre.
MODO D'USO E DOSAGGIO	IN LAVATRICE: per un carico standard di bucato, far scorrere un po' d'acqua quindi aggiungere nella vaschetta del detersivo 120ml circa di LAVATRICE DISINFETTANTE TAY-BUCATO e procedere con il ciclo di lavaggio. BUCATO A MANO: 80ml circa di LAVATRICE DISINFETTANTE TAY-BUCATO in 5 litri d'acqua tiepida. Immergere i capi da trattare e lasciare in ammollo per 30 minuti. Risciacquare bene con acqua fredda. SPORCHI PESANTI: Come abiti da lavoro, sporco da grasso persistente, panni ingialliti, si consiglia l'uso di TAY BUCATO come ADDITIVO al comune detersivo. Per un carico standard di bucato, mettere il detersivo, far scorrere un po' d'acqua quindi aggiungere nella vaschetta del detersivo 2 tappi di LAVATRICE DISINFETTANTE TAY-BUCATO e procedere con il ciclo di lavaggio.
SPECIFICHE	Aspetto: liquido opaco bianco pH: 9,5 +/- 0,5 Peso specifico [g/ml]: 1,000 +/- 0,020 100g di prodotto contengono: 2-idrossibifenile: 1.75g, 4-cloro-3-metilfenolo 0.75g, tensioattivi anionici: 5%-15%, saponi <5%, profumo, acqua q.b. a.g. 100g I dati sopra riportati sono valori tipici di produzione e non costituiscono specifica.
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE	Test di attività microbiologica: EN1276 "Attività battericida con sostanze interferenti", EN1650 "Attività fungicida con sostanze interferenti".
COMPATIBILITA' DEL PRODOTTO	#
PRECAUZIONI PER L'UTILIZZO E LO STOCCAGGIO	Il prodotto è formulato per esclusivo uso professionale. Conservare nei contenitori originali. Evitare temperature estreme. Per maggiori informazioni sull'utilizzo e lo smaltimento, consultare la scheda di sicurezza.
CERTIFICAZIONI / CONFORMITA'	I tensioattivi contenuti sono biodegradabili secondo i criteri definiti dalla Direttiva Europea 648/2004/CE e successive modifiche. Prodotto registrato come Presidio Medico Chirurgico - Numero di registrazione 19458.
COMPOSIZIONE CHIMICA	Per maggiori informazioni sugli ingredienti del prodotto consultare la scheda di sicurezza.


**PROFESSIONAL
ACADEMY**

 Discover further
 informations on your
 smartphone.


PALLETIZATION	CODE	2090	EAN	8054633837955		
	Pcs x Box	2	Volume L	5	Fl. Oz.	169,07
	Box x Layer	18	Peso Kg	5	Oz.	176,37
	Box x Pit	72				

WWW.SANITECITALIA.COM

LAST UPDATE: 15/02/2021

REV. 00/2021

ITALCHIMICA SRL - RIVIERA DEI MAESTRI DEL LAVORO, 10 - 35127 PADOVA (PD) - ITALY / PHONE +39 049 8792456 - FAX +39 049 8791424 - INFO@ITALCHIMICA.IT - WWW.ITALCHIMICA.IT